



# Novo experimento

Como criar um novo experimento.

## Criando um material novo

Pressione o botão **Novo** no componente **Seletor de experimentos**



Ao pressionar o botão **Novo** você será apresentado o seguinte prompt de **Criação de Material**



Preencha com os dados de seu material e pressione **Criar**.

#### **Note**

Durante um experimento o plote de dados deve ser lido apenas como uma **sugestão** do resultado, já que enquanto um experimento está sendo executado a **quantidade de pontos apresentados no gráfico é reduzido** para poder alocar mais recursos ao experimento em si.